

# Balança Digital - BEL - 00535



A PLENNA utiliza tecnologia de ponta na fabricação de seus produtos com a finalidade de proporcionar mais qualidade de vida a quem compra suas balanças. Para atingir o melhor desempenho do produto e assegurar anos de uso, leia atentamente as informações contidas neste manual.

## Características

Unidade de Medida: Kg /Lb /St;  
Capacidade: 150Kg /330Lb /23St;  
Desligamento automático após 6 segundos;  
Bateria: 1 bateria 3V CR2032 (inclusa);  
Visor de cristal líquido;  
Plataforma de Vidro Temperado;  
A balança pode apresentar variação de até 1% para mais ou menos, na indicação do peso.

## Modo de Uso

1. Na primeira utilização, favor retirar tira isolante da bateria
2. Colocar a balança em uma superfície firme e plana para garantir máxima confiabilidade na aferição.
3. Escolha stone(st), libras (lb) e quilogramas (kg) pressionando o botão de conversibilidade (parte de trás da balança).
4. Toque na balança rolará na tela automaticamente 4 vezes o número "8" e então aparecerá "0:0" ou "0.0".
5. Suba na balança, quando a leitura da pesagem corporal estiver estável, piscará 3 vezes e se estabilizará. E então será mostrado no display o peso corporal.

6. Desça da balança e em 6 segundos a mesma se desligará automaticamente. Se permanecer na balança por mais tempo, então ela se desligará automaticamente em 10 segundos.

O display LCD mostrará "OL" se o peso for acima de 153/kg 337Lb/ 24 St lb

OL

**OBS: Esta balança é ativada através de vibração, para o acionamento é necessário que seja dado um toque seco na balança, de modo que provoque uma vibração, para que esta vibração acione a mesma.**

## Dicas e Precaucoes

Não derrame líquidos ou deixe cair objetos metálicos no interior da balança. Se isso ocorrer retire a bateria imediatamente e entre em contato com a Plenna.

### Interferências

Este produto é um aparelho eletrônico sensível e como tal, dependendo do local onde for colocado, poderá ser temporariamente afetado por interferências eletro-magnéticas, provenientes de equipamentos de rádio transmissão próximo a sua balança. (Exemplos: celular, telefone sem fio, microondas, televisão, rádio, etc). Se a balança apresentar dados incorretos, com valores incoerentes e inconstantes afaste-a ou desligue a fonte de interferência enquanto utiliza a balança.

Ondas eletromagnéticas podem descarregar a bateria da balança, mesmo quando não é utilizada. Não guarde a balança próxima a equipamentos eletrônicos.

### Limpeza

Não use produtos químicos para limpar a plataforma da balança, limpe-a com um pano macio levemente umedecido em água.

### Utilização

Esta balança foi projetada para uso doméstico. A Plenna não se responsabiliza por sua garantia, caso seja utilizada para aplicações comerciais ou profissionais.

A plataforma é lisa, tome cuidado para não escorregar. A plataforma da balança deve manter seca e evitar umidade, para evitar escorregões quando for pesar.

Para assegurar o tempo de vida útil da balança, não deixe a balança exposta ao excesso de calor.

Não guarde a balança na posição vertical e sim na posição horizontal.

Remova as baterias se a balança não estiver sendo usada por um longo tempo.

Se a balança não ligar, confira se a bateria está funcionando corretamente e os contatos. Se a balança tem algum tempo de uso, confira se é necessário recolocar as baterias de novo. Se for preciso entre em contato com seu vendedor ou fabricante.

Esta balança é de uso doméstico para medidas de peso corporal, e não para o comércio ou qualquer outra utilidade.

## Garantia

A PLENNA Balanças Digitais e Analógicas garante esta balança contra defeitos de fabricação e componentes pelo período de 1 ano. Para a utilização dos serviços de assistência técnica previstos na garantia, deverá ser apresentada a nota fiscal da compra do produto. Sendo assim, a PLENNA se responsabiliza pelo reparo ou troca de qualquer produto com defeito, sem nenhum custo\*. Atenção: esta garantia não cobre defeitos resultantes do uso da balança para fins comerciais, profissionais, indevidos e falta de cuidado ao manuseá-la. Abrir a balança ou retirar seus componentes também anulará a garantia. Caso a balança necessite dos serviços de assistência técnica, entre em contato com a PLENNA. O produto será trocado, apenas se ele apresentar defeito de fabricação que impossibilite seu conserto. Em caso de dúvida quanto ao procedimento, entre em contato conosco pelo e-mail [assistencia.technica@plenna.com.br](mailto:assistencia.technica@plenna.com.br).

\*A Plenna Balanças Digitais e Analógicas não se responsabiliza pelos custos de envio e/ou transporte cliente-empresa.



Plebal Plenna Balanças Comércio Importação e Exportação LTDA.

Rua Javaés, 640 - Bom Retiro  
Cep 01130-010 - São Paulo - SP  
Tel.: +55 (11) 3352.8122  
Fax.: + 55 (11) 3352.8123  
[www.plenna.com.br](http://www.plenna.com.br)